

Моноклональное Антитело Против Otx1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P32242

Артикул: CM0003298

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок OTX1 (Homeobox protein OTX1). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований развития мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OTX1 Кроличье mAb
Вид	Человек
GeneID	5013
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого OTX1 (NP_055377.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P32242
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом