

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Otx2 Для Wb, Elisa — P32243

Артикул: CM0011794

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к OTX2 для применения в вестерн-блоттинге и ELISA, валидированное для человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования развития мозга и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к OTX2
Примечания/синонимы	CPHD6; MCOP55; OTX2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5015
GeneID	5015
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 190–289 человеческого OTX2 (P32243)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P32243
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом