

Поликлональное Антитело Кролика Против Otx2 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32243

Артикул: CM0017144

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против OTX2 для иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с OTX2 мыши и крысы. Идеально для изучения развития мозга и органов чувств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OTX2 Кролик pAb
Примечания/Алиасы	CPHD6; MCOP55; OTX2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5015
ID гена	5015
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-280 человеческого OTX2 (NP_068374.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P32243
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В пакете со льдом