

Анти-Otx2 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P32243

Артикул: CM0028067

введение

Кроличий поликлональный антитело к OTX2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышью. Нацелено на человеческий гомеобелковый белок OTX2 (32 кДа), идеально подходит для исследований в области нейронауки развития и редких заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OTX2 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	CPHD6; MCOP55; OTX2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5015
ID гена	5015
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-280 человеческого OTX2 (NP_068374.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P32243
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом