

Поликлональное Антитело Против Ovov2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Brp0

Артикул: CM0020023

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок OVOL2 (ZNF339). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Подходит для исследований эпителиально-мезенхимального перехода, биологии развития и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OVOL2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CHED; CHED1; CHED2; PPCD1; ZNF339; EUROIMAGE566589; OVOL2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	58495
ID гена	58495
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-98 человеческого белка OVOL2 (NP_067043.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRP0
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом