


Поликлональное Кроличье Антитело Против Oх40L Для Wb, If/Icc, Elisa — P23510

Артикул: CM0021687



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого OX40L (CD252, TNFSF4), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным белком. Подходит для исследований совместной стимуляции Т-клеток и цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к OX40L
Примечания/синонимы	GP34; CD252; OX40L; TXGP1; CD134L; OX-40L; TNLG2B; OX40L
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7292
Идентификатор гена	7292
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-183 человеческого OX40L (NP_003317.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P23510
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	Хладагентный пакет