


Кроличья Поликлональная Анти-Oxa1L Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15070

Артикул: CM0027217



введение

Кроличье поликлональное антитело (pAb) Anti-OXA1L специфически детектирует человеческий OXA1L и перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, идеально для исследований инсертазы белков внутренней мембраны митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к OXA1L
Примечания/Альтернативные названия	OXA1; OXA1L1; OXA1L
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5018
ID гена	5018
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 336-435 человеческого OXA1L (NP_005006.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15070
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом