

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Oxct1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P55809

Артикул: CM0030265



введение

Кроличья поликлональная антитело против ОХСТ1 (SCOT), ключевого фермента катаболизма кетоновых тел, валидировано для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма и изучения функций митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OXCT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ОХСТ; SCOT; ОХСТ1
Вид	Человек
ID гена	5019
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 261-520 человеческого ОХСТ1 (NP_000427.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55809
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом