

Поликлональное Антитело Anti-Oxct2 Для Wb, If-P, Elisa — Q9Byc2

Артикул: CM0018810

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ОХСТ2 — митохондриального фермента катаболизма кетоновых тел. Валидировано для применений WB, IF-P и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OXCT2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SCOTT; FKSG25; OXCT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	64064
GeneID	64064
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 430-510 человеческого ОХСТ2 (NP_071403.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BYC2
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом