

Кроличья Моноклональная Антитела К Oxgr1/Gpr99 Для Вб, If/Icc, Ифа — Q96P68

Артикул: CM0002564



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела, специфичная к человеческому OXGR1/GPR99 (рецептор 2-оксоглутарата 1). Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований сигналинга GPCR, метаболизма и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к OXGR1 / GPR99
Примечания/алиасы	aKGR; GPR80; GPR99; P2Y15; P2RY15; OXGR1 / GPR99
Вид	Человек
GeneID (человек)	27199
GeneID	27199
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислотных остатков 150–250 человеческого OXGR1 / GPR99 (Q96P68).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96P68
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором