


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Oxsr1 Для Wb, If/Icc, Elisa — O95747

Артикул: CM0018351



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на OXSR1 (OSR1) — серин/треониновую киназу пути WNK-OSR1. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований транспорта ионов, стрессового ответа и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OXSR1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	OSR1; OXSR1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9943
Идентификатор гена	9943
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого OXSR1 (NP_005100.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95747
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом