


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Oxt Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P01178

Артикул: CM0016414



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ОХТ (окситоцин-нейрофизин 1 прекурсор). Валидировано для WB и ELISA, перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований социального поведения и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OXT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OT; OT-NPI; OXT-NPI; OXT
Вид	Человек
ID гена	5020
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 человеческого ОХТ (NP_000906.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01178
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	В ледяном пакете