


## Кроличье Моноклональное Антитело К Р-Кадгерину Для Wb, If, Fc И Elisa - P22223

Артикул: CM0004106



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Р-кадгерина (CDH3), валидированное для WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA. Распознает эндогенный белок Р-кадгерин (~87/91 кДа). Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и карцином.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Р-кадгерин кролика mAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | CDHP; HJMD; PCAD                                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| ID гена (Человек)         | 1001                                                                                                                                       |
| ID гена                   | 1001                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 108-654 человеческого Р-кадгерина (NP_001784.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                    |
| SWISS                     | P22223                                                                                                                                     |
| Молекулярный вес белка    | 87kDa/91kDa                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                             |