

## Поликлональные Антитела Против Р-Гликопротеина Для Wb, If/Icc, Elisa - P08183

Артикул: CM0018597



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против Р-гликопротеина для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают белок ABCB1 (MDR1) человека, мыши и крысы. Подходят для исследований множественной лекарственной устойчивости и транспорта лекарств.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | P Glycoprotein Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Примечания/Псевдонимы     | CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glycoprotein                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                         |
| GeneID                    | 5243                                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 603-692 Р-гликопротеина человека (NP_000918.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                         |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                                                     |
| SWISS                     | P08183                                                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 141 кДа                                                                                                                                                         |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                                  |