

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Р-Гликопротеина Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08183

Артикул: CM0002814



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Р-гликопротеина (ABCB1/MDR1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований множественной лекарственной устойчивости и транспорта лекарств.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | [KO Validated] Кроличье моноклональное антитело против Р-гликопротеина                                                                       |
| Примечания/Альтернативные названия | CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; Р-гликопротеин                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)                   | 5243                                                                                                                                         |
| GeneID                             | 5243                                                                                                                                         |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 393-710 человеческого Р-гликопротеина (P08183). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                         |
| SWISS                              | P08183                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка           | 141 кДа                                                                                                                                      |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                                                                        |