

Кроличье Раb Против Р-Гликопротеина - P08183

Артикул: CM0018213



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого Р-гликопротеина (ABCB1). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Ключевой инструмент для изучения множественной лекарственной устойчивости и ABC-транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье рAb против Р-гликопротеина
Примечания/Альтернативные названия	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; Р-гликопротеин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5243
GeneID	5243
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 590-689 человеческого Р-гликопротеина (NP_000918.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08183
Молекулярная масса белка	141 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом