

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-P150 Caf1 (Субъединица P150 Caf-1) Для Wb И Elisa — Q13111

Артикул: CM0022717



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий p150 CAF1 (CHAF1A), субъединицу p150 фактора сборки хроматина-1. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследований сборки хроматина, репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к p150 CAF1
Примечания/синонимы	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10036
GeneID	10036
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого p150 CAF1 (NP_005474.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13111
Молекулярная масса белка	107 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом