

Кроличьи Моноклональные Антитела Против P150 Caf1 Для Вб, Ифа - Q13111

Артикул: CM0009898



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческого p150 CAF1 (CHAF1A), валидированные для вестерн-блота и ИФА. Идеально подходят для изучения процессов сборки хроматина и репликации/репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела против p150 CAF1
Примечания/алиасы	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10036
GeneID	10036
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13111
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	С пакетом льда