


Поликлональные Антитела Anti-P16-Arc/Arpc5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O15511

Артикул: CM0029316



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ARPC5 (p16-ARC), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Необходимый инструмент для изучения комплекса Arp2/3, динамики актина и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p16-ARC/ARC16/ARPC5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Вид	Человек
GeneID	10092
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 1-154 человеческого ARPC5 (NP_001257368.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15511
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент