

## Поликлональные Антитела Anti-P16 Ink4A Для Вестерн-Блоттинга - P51480

Артикул: CM0019164

### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные на N-конец белка p16 INK4A. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения регуляции клеточного цикла и супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | p16 INK4A Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдонимы     | Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); p16 INK4A                              |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                                   |
| ID гена (Человек)         | 1029                                                                                                                                   |
| ID гена                   | 12578                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 мышиного p16 INK4A. (NP_001035744.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                   |
| SWISS                     | P51480                                                                                                                                 |
| Молекулярный вес белка    | 17КДа                                                                                                                                  |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                       |