


Кроличыи Поликлональные Антитела К Р19Arf Для Wb, Elisa - Q64364

Артикул: CM0021935



введение

Кроличыи поликлональные антитела к мышиному p19ARF (опухолевый супрессор ARF), валидированные для методов WB и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с человеческим белком. Подходят для исследований клеточного цикла и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к p19ARF
Примечания/Синонимы	Arf; MTS1; Pctr1; p19ARF; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf;
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1029
GeneID	12578
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 мышинного p19ARF (NP_034007.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q64364
Молекулярная масса	19 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент