


Кроличьи Поликлональные Антитела Против P23/Ptges3 Для Ihc-P, Elisa - Q15185

Артикул: CM0017453



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против P23/PTGES3 (сPGES), валидированные для ИHC-P и ELISA. Обнаруживают белки человека, мыши и крысы; ключевой реагент для изучения синтеза простагландина E2 и шаперонных функций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P23/PTGES3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P23, TEBP, сPGES
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10728
ID гена	10728
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого P23/PTGES3 (NP_006592.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15185
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент