

Кроличья Поликлональная Антитела Против P23/Ptges3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15185

Артикул: CM0030506



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PTGES3 (простагландин Е синтаза 3, цПГЭС). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Идеальны для изучения биосинтеза простагландинов, функции шаперонов и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P23/PTGES3 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10728
ID гена	10728
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого P23/P23/PTGES3 (NP_006592.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15185
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом