

Поликлональные Антитела Против P2Rx2 Для Вб, Ифа - Q9Ubl9

Артикул: CM0029409



введение

P2RX2 кроличьи поликлональные антитела для ВБ и ИФА. Обнаруживают P2X пуринорецептор 2 человека, мыши и крысы — АТФ-зависимый ионный канал, участвующий в процессах слуха и нейротрансмиссии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RX2 кроличьи pAb
Примечания/алиасы	P2X2; DFNA41; P2RX2
Вид	Человек
ID гена (человек)	22953
ID гена	22953
Иммуноген	Рекомбинантный белок P2RX2 человека (аминокислоты 60-320)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UBL9
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Хлодопакет