

Поликлональные Антитела Anti-P2Rx3 Для Wb, Elisa - P56373

Артикул: CM0017305



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому P2RX3 (P2X пуринорецептор 3), подходящие для WB и ELISA. Обнаруживают мышинный и крысиный P2RX3. Миень является управляемым АТФ ионным каналом, участвующим в сенсорной обработке и восприятии боли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RX3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P2X3; P2RX3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5024
ID гена	5024
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P56373
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом