

Поликлональное Антитело К P2Rx4 Для If/Icc, If-P, Ифа — Q99571

Артикул: CM0024352



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому P2RX4 (пуринорецептор P2X4, АТФ-зависимый катионный канал).
Валидировано для IF/ICC, IF-P, ИФА.
Обнаруживает P2RX4 человека и крысы.
Идеально подходит для изучения иммунного ответа и нейровоспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RX4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	P2X4; P2X4R; P2RX4
Вид	Человек
GeneID	5025
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 111-211 человеческого P2RX4 (NP_002551.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q99571
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Хладоэлемент