

Кроличье Polymab® Против P2Rx4 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa — Q99571

Артикул: CM0011340



введение

Высокочувствительное рекомбинантное моноклональное кроличье антитело против P2RX4, валидированное для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Детектирует пуринорецептор P2X4 человека, мыши и крысы; идеально подходит для исследований в области иммунологии и нейронауки. ~43 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RX4 Rabbit PolymAb®
Примечания/синоним	P2X4; P2X4R; P2RX4
Вид	Человек
GeneID (человек)	5025
GeneID	5025
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55–338 человеческого P2RX4 (NP_110378.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99571
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом