

Поликлональное Антитело Anti-P2Rx5 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa — Q93086

Артикул: CM0016007

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий P2RX5 (P2X5, LRH-1), валидированное для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения АТФ-активируемых ионных каналов в тканях мозга и иммунной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RX5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	P2X5; LRH-1; P2X5R; P2RX5
Вид	Человек
GeneID (человек)	5026
GeneID	5026
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 341-422 человеческого P2RX5 (NP_002552.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q93086
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом