


Поликлональные Антитела Anti-P2Rx7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q99572

Артикул: CM0015480



введение

P2RX7 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Мишень: Рецептор P2X7 (Q99572), управляемый АТФ ионный канал, участвующий в воспалении и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RX7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P2X7; P2RX7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5027
ID гена	5027
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47-334 человеческого P2RX7 (NP_002553.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q99572
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом