


Анти-P2Ry1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P47900

Артикул: CM0029089



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого P2RY1 (P2Y1 пуринорецептор 1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белками. Полезны для изучения опосредованной АДФ агрегации тромбоцитов и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Примечания/Псевдоним	Вид	GeneID (Человек)	GeneID	Иммуноген	Источник	Категория	Применение	Перекрестная реактивность	SWISS	Молекулярный вес
P2RY1 кролик pAb	P2Y1, SARCC, P2RY1	Человек	5028	5028	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 274-373 человеческого P2RY1 (NP_002554.1).	Кролик	Поликлональные антитела	Вестерн-блот, ИФА	Человек, Мышь, Крыса	P47900	42kDa