

Анти-P2Ry10 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - O00398

Артикул: CM0024036



введение

Поликлональные антитела кролика против P2RY10 (предполагаемый пуринорецептор P2Y 10), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Полезны для изучения пуриnergической сигнализации, сопряженной с G-белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	P2RY10 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	LPS2; P2Y10; LYPSR2; P2RY10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27334
GeneID	27334
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200 до С-конца человеческого P2RY10 (NP_001311147.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00398
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Ледяной пакет