

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-P2Ry11 Для Иф/Исс И Elisa - Q96G91

Артикул: CM0023120

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело anti-P2RY11 для образцов человека и мыши. Валидировано для применения в ИФ/ИСС и ELISA. Обнаруживает пуринорецептор P2Y 11 (P2Y11), рецептор, сопряженный с G-белком, с молекулярной массой примерно 40 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RY11 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P2RY11; P2Y11; пуринорецептор P2Y 11
Вид	Человек
ID гена (человек)	5032
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого P2RY11 (NP_002557.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИСС, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96G91
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом