

Кроличье Поликлональное Антитело Против P2Ry11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96G91

Артикул: CM0023711

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий пуринорецептор P2Y 11 (P2RY11), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований сигналинга G-белок-сопряженных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RY11 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	P2Y11; P2RY11
Вид	Человек
GeneID (человек)	5032
GeneID	5032
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-379 человеческого P2RY11 (NP_002557.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96G91
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	В пакете со льдом