


Поликлональное Антитело Anti-P2Ry12 Для Wb, If-P, Elisa - Q9H244

Артикул: CM0022821



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий P2RY12 (пуринорецептор P2Y 12), валидировано для WB, IF-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Важно для исследований агрегации тромбоцитов и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RY12 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HORK3; P2Y12; ADPG-R; BDPLT8; SP1999; P2T(AC); P2Y(AC); P2Y(12)R; P2Y(ADP); P2Y(сус); P2RY12
Вид	Человек
GeneID	64805
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 243-342 человеческого P2RY12 (NP_795345.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H244
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом