


Кроличье Поликлональное Антитело К P2RY14 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П И Ифа - Q15391

Артикул: CM0027869



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого P2RY14 (рецептор P2Y14, GPR105), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сигналинга UDP-глюкозы и биологии GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RY14 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	P2Y14; BPR105; GPR105; P2RY14
Вид	Человек
GeneID (человек)	9934
GeneID	9934
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 209-338 человеческого P2RY14 (NP_055694.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15391
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике (лед)