


Поликлональные Антитела К P2Ry2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P41231

Артикул: CM0013723



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому P2RY2 (P41231), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования сигнализации GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RY2 кроличьи пАнт
Примечания/алиасы	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5029
GeneID	5029
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 278-377 человеческого P2RY2 (NP_788086.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41231
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовая упаковка