

Кроличья Моноклональная Антитела К P2Y12 Для Wb, If-P, Ифа - Q9Cpv9

Артикул: CM0002872

введение

Кроличья моноклональная антитела к P2Y12, валидированная для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА. Детектирует P2Y12 мыши и крысы — АДФ-рецептор тромбоцитов, критически важный для исследований гемостаза и тромбоза. Идеально подходит для изучения свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к P2Y12
Примечания / Алиасы	P2Y12; 2900079B22Rik; 4921504D23Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	28996
ID гена	70839
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 120-347 P2Y12 мыши (Q9CPV9)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9CPV9
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	С пакетом хладагента