


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Против P38 Марк (Валидировано На Ko) Для Wb, Elisa — Q16539

Артикул: CM0008646



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против p38 MAPK для вестерн-блоттинга и ELISA. Определяет p38 MAPK человека, мыши и крысы (41 кДа). Подходит для исследований MAPK-сигналинга, воспаления и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] кроличье мАт против p38 MAPK
Примечания/синонимы	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; PK
Вид	Человек
GeneID (человек)	1432
GeneID	1432
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16539
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом