


Поликлональные Антитела Против P38 Марк Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16539

Артикул: CM0013074



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого p38 MAPK (MAPK14), подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для исследований стрессового сигналинга, воспаления и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p38 MAPK Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Вид	Человек
ID гена	1432
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 261-360 человеческого p38 MAPK (NP_620581.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16539
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом