


Кроличье Моноклональное Антитело Против P38 Марк Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q16539

Артикул: CM0005186



введение

Кроличье моноклональное антитело против p38 MAPK, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Детектирует белок MAPK14 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения стресс-активируемых MAP-киназных каскадов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против p38 MAPK
Примечания/Альтернативные названия	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Вид	Человек
ID гена	1432
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого p38 MAPK (Q16539)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16539
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом