


Кроличья Поликлональная Антитела Против P38 Марк Для Вестерн-Блоттинга - Q16539

Артикул: CM0016520



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого p38 MAPK (SWISS: Q16539). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P), ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Детектирует белок массой 41 кДа. Подходит для исследований воспаления, апоптоза и клеточного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	p38 MAPK Кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1432
GeneID	1432
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 261-360 человеческого p38 MAPK (NP_620581.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16539
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом