

Поликлональные Антитела Anti-P47Phox/Ncf1 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14598

Артикул: CM0016184



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого p47phox/NCF1, валидированные для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммунопреципитации и ИФА. Перекрестно реагируют с мышью и крысой. Полезны для изучения функции НАДФН-оксидазы и хронической гранулематозной болезни.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p47phox/NCF1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Вид	Человек
GeneID	653361
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-390 человеческого p47phox/NCF1 (NP_000256.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14598
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим