

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-P47Phox/Ncf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P14598

Артикул: CM0007735



введение

Моноклональное кроличье антитело к человеческому p47phox/NCF1 (P14598). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; выявляет белок массой 45 кДа, необходимый для активности НАДФН-оксидазы. Подходит для исследований ХГБ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к p47phox/NCF1
Примечания/синонимы	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	653361
GeneID	653361
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 291-390 человеческого p47phox/NCF1 (P14598).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P14598
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом