


Кроличыи Поликлональные Антитела К P4Ha1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P13674

Артикул: CM0013777



введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку P4HA1 человека. Валидированы для методов вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Детектируют полосу 61 кДа; реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Необходимы для исследований биосинтеза коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P4HA1 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	P4HA; P4HA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5033
GeneID	5033
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 235-534 P4HA1 человека (NP_001017962.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P13674
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом