


## Моноклональное Кроличье Антитело К P4Ha2 Для Wb, Elisa — O15460

Артикул: CM0006882



### введение

Надёжное моноклональное кроличье антитело, направленное против человеческого P4HA2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследований гидроксилирования коллагена, фиброза и активности пролил-4-гидроксилазы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к P4HA2                                                                                             |
| Примечания/синонимы       | MYP25; lncRNA-PE; P4HA2                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 8974                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 8974                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 157-333 человеческого P4HA2 (NP_004190.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | O15460                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 61 кДа                                                                                                                               |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                       |