

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-P4Ha2 Для Wb, Elisa - O15460

Артикул: CM0006875

введение

Надежное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий P4HA2, валидированное для Western blot и ELISA. Подходит для исследований гидроксирования коллагена, фиброза и активности пролил-4-гидроксилазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P4HA2 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8974
GeneID	8974
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 157-333 человеческого P4HA2 (NP_004190.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15460
Молекулярная масса белка	61 kDa
Доставка	Пакет со льдом