

Кроличьи Поликлональные Антитела К P4HA2 Для Wb, If/Icc, Elisa - O15460

Артикул: CM0026932



введение

Кроличьи поликлональные антитела к P4HA2 позволяют детектировать белок P4HA2 человека (61 кДа) с помощью методов WB, IF/ICC и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для изучения гидроксирования коллагена и биологии внеклеточного матрикса в тканях сердца, плаценты, легких и поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к P4HA2
Примечания/Синонимы	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Вид	Человек
ID гена (человек)	8974
ID гена	8974
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 239-333 P4HA2 человека (NP_004190.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15460
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом