

Кроличья Поликлональная Антитело Против P4HA3 Для Вестерн-Блота, If/Icc, Ифа — Q7Z4N8

Артикул: CM0013194

введение

Кроличья поликлональная антитело к P4HA3 для Вестерн-блота, IF/ICC, ИФА. Обнаруживает P4HA3 человека, мыши и крысы — субъединицу коллагеновой пролил-4-гидроксилазы. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и фиброза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P4HA3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	P4HA3
Вид	Человек
ID гена (человек)	283208
ID гена	283208
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-110 человеческого P4HA3 (NP_878907.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z4N8
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодовой пакет