

Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-P4Hb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P07237

Артикул: CM0002132



введение

Кроличыи моноклональные антитела к P4Hb, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Взаимодействуют с P4Hb человека, мыши и крысы, белком-дисульфид-изомеразой массой 57 кДа, участвующим в регуляции редокс-процессов и сворачивании белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P4Hb Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5034
GeneID	5034
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 409-508 человеческого P4Hb (P07237)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07237
Молекулярная масса белка	57kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент