

Анти-P4Hb Rabbit Polymab® Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07237

Артикул: CM0002026



введение

P4Hb Rabbit PolymAb® — это моноклональное антитело против белка дисульфид-изомеразы, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения образования дисульфидных связей и сворачивания белков в ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P4Hb Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5034
ID гена	5034
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 329-508 человеческого P4Hb (NP_0000009.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07237
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом